

pH-Elektroden SenTix[®] mit Flüssigelektrolyt, nachfüllbar

Standard pH-Einstabmessketten mit Glasschaft, Flüssigelektrolyt. Mit 1 m Festkabel. SenTix[®] 60 mit Steckkopf (Kabelkombination AS/DIN oder AS/BNC bitte separat bestellen).

Elektrolyt: KCl 3 mol/l
 Diaphragma: Platindraht
 Form Membran: Kegel
 Ø Schaft: 12 mm
 Schaftlänge: 120 mm

Typ	Max. pH-Wert	pH-Bereich	Max. Temperatur °C	Temperatur	Temperaturfühler	Anschluss
SenTix [®] 60	14	0 ... 14	100	0 ... 100 °C	ohne	Steckkopf
SenTix [®] 61	14	0 ... 14	100	0 ... 100 °C	ohne	DIN, wasserdicht
SenTix [®] 81	14	0 ... 14	100	0 ... 100 °C	NTC 30 kOhm	DIN + 4 mm-BNC
SenTix [®] 83	14	0 ... 14	100	0 ... 100 °C	Pt 1000	DIN + 4 mm-BNC
SenTix [®] 84	14	0 ... 14	100	0 ... 100 °C	Pt 1000	BNC + Banan
SenTix [®] 85	14	0 ... 14	100	0 ... 100 °C	Pt 1000	BNC + 2 x 4-BNC
SenTix [®] 86	14	0 ... 14	100	0 ... 100 °C	NTC 30 kOhm	BNC + Cinch
SenTix [®] 87	14	0 ... 14	100	0 ... 100 °C	NTC 10 kOhm	BNC + Klinke

Zubehör:
 Zubehör für pH-Messketten
 Tisch-Stativ

Alternativen:
 pH-Elektrode SenTix[®] mit Gelelektrolyt
 pH-Elektroden SenTix[®] H / SenTix[®] HW, nachfüllbar
 pH-Elektroden SenTix[®] SP, nicht nachfüllbar