

pH-Elektroden SenTix[®] H / SenTix[®] HW, nachfüllbar

Präzisions-pH-Einstabmesskette mit Glasschaft und Flüssigelektrolyt. Mit Steckkopf (Kabelkombination AS/DIN oder AS/BNC bitte separat bestellen). SenTix[®] H für hochalkalische Lösungen, SenTix[®] HW für niedrigleitende Proben.

Temperaturbereich:	ohne
Elektrolyt:	KCl 3 mol/l
Diaphragma:	Schliff
Form Membran:	Zylinder
Anschluss Stecker:	Steckkopf
Ø Schaft:	12 mm
Schaftlänge:	170 mm

Typ	Max. pH-Wert	pH-Bereich	Max. Temperatur °C	Temperatur	Material Schaft	Menge pro VE	Bestellnr.
SenTix [®] H	14	0 ... 14	80	0 ... 80 °C	Glas	1	9.040
SenTix [®] HW	14	0 ... 14	60	0 ... 60 °C	Glas	1	7.050

Zubehör:
Zubehör für pH-Messketten
Tisch-Stativ

Alternativen:
pH-Elektrode SenTix[®] mit Gelelektrolyt
pH-Elektroden SenTix[®] SP, nicht nachfüllbar