

# Scheidetrichter zylindrisch, mit Glasküken, Borosilikatglas 3.3

Zylindrische Form mit glattem Ablaufrohr, mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit massivem NS-Glasküken, mit Gewindehahnsicherung, mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens.

Material: Boro 3.3

Nennvolumen ml	Teilung ml	Hülse[n]	Material Hahn	Bohrung mm	Form	Menge pro VE	Bestell Nr.
50	1	NS29/32	Glas-Küken	2,5	zylindrisch	1	<b>9.203 252</b>
100	2	NS29/32	Glas-Küken	2,5	zylindrisch	1	<b>9.203 253</b>
250	5	NS29/32	Glas-Küken	4	zylindrisch	1	<b>9.203 255</b>
500	10	NS29/32	Glas-Küken	4	zylindrisch	1	<b>9.203 256</b>
1000	20	NS29/32	Glas-Küken	6	zylindrisch	1	<b>9.203 257</b>

Zubehör:  
Scheidetrichterhalter, PP

Alternativen:  
Scheidetrichter, konisch, Borosilikatglas 3.3  
Scheidetrichter, konisch, mit Glasküken, Borosilikatglas 3.3